

LAM CENTRO BIOMEDICO	MODALITA' DI RACCOLTA CAMPIONE PER RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI	Allegato 13 OSLAB12	
		Rev. 02 28/10/2022	Pag. 1 di 1

## ISTRUZIONE RACCOLTA FECI PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO

**ritirare presso il laboratorio il KIT (gratuito) e procedere come segue**

### Raccomandazioni generali:

- Tenere il tubo fuori dalla portata dei bambini
- Il liquido contenuto nel tubo non deve essere ingerito e non deve entrare in contatto con gli occhi o con le mucose. Il tubo è stato espressamente progettato per evitare la fuoriuscita del liquido. Rivolgersi immediatamente al medico se si è verificato un contatto.
- Effettuare il prelievo immediatamente dopo la defecazione
- Annotare le seguenti informazioni sull'etichetta del tubo

**Data raccolta (1°-2°-3° campione se più di uno)**

### Nome e cognome del paziente

- Non inserire il tubo o parte di esso nell'ano
- Non effettuare la raccolta delle feci in caso di diarrea, durante le mestruazioni, in caso di sanguinamento del retto (ad es. emorroidi o altre cause) o se contaminate dall'urina
- Utilizzare il dispositivo una volta sola
- Non aprire o tentare di aprire il tappo trasparente
- In caso di utilizzo di un supporto per la raccolta del campione, si prega di seguire le istruzioni riportate sullo stesso. Successivamente seguire la procedura di raccolta del campione partendo dal punto 3.

### MODALITA' OPERATIVE

1. Porre della carta igienica all'interno del sanitario.  
In caso di utilizzo di un supporto specifico, seguire le istruzioni  
Riportate sullo stesso. Successivamente passare al punto 3.



2. Raccogliere le feci in corrispondenza della carta igienica, evitando  
Di toccare l'acqua o le urine. E' più facile se ci si siede al contrario.



LAM CENTRO BIOMEDICO	MODALITA' DI RACCOLTA CAMPIONE PER RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI	Allegato 13 OSLAB12	
		Rev. 02 28/10/2022	Pag. 2 di 1

3. Svitare il tappo verde con l'asta di prelievo , mantenendo il tubo in Verticale.  
Non agitare il tubo capovolto.



4. Inserire l'asta nelle feci in quattro punti diversi e strisciare a croce sulla superficie .  
Ricoprire di feci solo le scanature dell'asta.  
Non raccogliere feci in eccesso.



5. Reinscrivere il tappo verde e avvitare fino in fondo.  
Non riaprire. Agitare gentilmente il tubo tramite inversione.



6. Restituire il dispositivo di raccolta per l'analisi al laboratorio tenendo conto che il campione a temperatura ambiente può essere conservato entro una settimana. In frigorifero al massimo 2 settimane .